










## TENSIOMETRE AUTOMATIQUE BRASSARD

MESURE PRESSION ARTERIELLE DIASTOLIQUE ET SYSTOLIQUE, ET MESURE DU POULS AU BRAS

- + Garantie 2 ans
- + Mesure facile avec 1 seul bouton
- + Mesure par la méthode oscillométrique
- + Mesure de la pression artérielle diastolique et systolique
- + Mesure du pouls au bras
- + Détection des arythmies cardiaques
- + Validé cliniquement
- + Écran large
- + Brassard taille large inclus (22 à 42 cm)
- + 2 utilisateurs x 90 Mémoires de mesure par utilisateur
- + Fonction date et heure incluse pour les mémoires
- + Calcul de moyenne de 3 mesures
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Plages de mesures
  - Dia. / Sys. : 0 - 299 mmHg
  - Puls. : 40 - 199 puls./min
- + Précision de mesures
  - Dia. / Sys. :  $\pm 3$  mmHg
  - Puls. :  $\pm 5\%$
- + Fourniture de 4 piles AAA incluses
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123

**Admis au remboursement dans le cadre du  
trajet de soins insuffisance rénale chronique  
Publié au Moniteur Belge le 29/01/2024  
Numac 2024000546**



 <p>Détection arythmie cardiaque Detectie van hartritmestoornissen Erkennung von Herzrhythmusstörungen Cardiac arrhythmia detection</p>	 <p>2x90 mémoires 2x90 sets herinneringen 2x90 Sätze von Erinnerungen 2x90 sets memory</p>	 <p>Ecran large Breedbeeld Breitbild Wide screen</p>	 <p>Brassard taille large Grote maat manchet Große Manschette Large size cuff (22 - 42 cm)</p>
 <p>Classification OMS WHO-classificatie WHO-Klassifizierung WHO classification</p>	 <p>3 Mesures moyennes 3 Metingen gemiddeld 3 Messungen Durchschnitt 3 Times average</p>	 <p>Fonction date / heure Datum / tijd functie Datum / Zeitfunktion Date / time function</p>	

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Tensiomètre automatique brassard	7141254959249	4431292	1